

制作工艺：

封面：157g铜版纸，过哑胶，彩色；

内页：80g书写纸，黑白


胶装

尺寸：110*165mm

此页不印刷

Checkme Pro Health Monitor

User Manual



Contenu

1. Introduction	4
2. Utilisation de Checkme	9
3. Réglages	20
4. Revoir	22
5. Maintenance	23
6. Accessoires	25
7. Spécifications	25
8. Compatibilité électromagnétique	28
9. Déclaration de la FCC	31

1. Introduction

1.1 Sécurité



Avertissements et conseils de prudence

- Nous vous recommandons de ne pas utiliser cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs implantés. Suivez les conseils de votre médecin, le cas échéant.
- N'utilisez pas ce dispositif avec un défibrillateur.
- N'utilisez pas cet appareil pendant un examen IRM.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement combustible (c'est-à-dire un environnement enrichi en oxygène).
- Ne placez pas cet appareil dans des récipients sous pression ou dans un dispositif de stérilisation au gaz.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles reçoivent des instructions de cette personne sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Ne laissez pas les électrodes de l'appareil entrer en contact avec d'autres parties conductrices (y compris la terre).
- Ne stockez pas l'appareil dans les endroits suivants : endroits où l'appareil est exposé à la lumière directe du soleil, à des températures ou à des niveaux d'humidité élevés, ou à une forte contamination ; endroits proches de sources d'eau ou de feu ; ou endroits soumis à de fortes influences électromagnétiques.
- Les mesures des signes vitaux, telles que celles effectuées avec cet appareil, ne permettent pas d'identifier toutes les maladies. Quelle que soit la mesure prise à l'aide de cet appareil, vous devez consulter immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes qui pourraient indiquer une maladie aiguë.
- Ne vous auto-diagnostiquez pas et ne vous automédicamentez pas sur la base de cet appareil sans consulter votre médecin. En particulier, ne commencez pas à prendre un nouveau médicament ou ne modifiez pas le type et/ou le dosage d'un médicament existant sans autorisation préalable.
- L'appareil n'a pas d'alarme et ne sonnera pas si la mesure est trop basse ou trop haute.
- Vérifiez le site d'application du capteur de SpO2 toutes les 6-8 heures pour déterminer le positionnement du capteur et la circulation et la sensibilité de la peau du patient. La sensibilité des patients varie en fonction de leur statut

médical ou de l'état de leur peau. Pour les patients ayant une mauvaise circulation sanguine périphérique ou une peau sensible, inspectez le site du capteur plus fréquemment.

- N'utilisez pas l'oxymètre sur la même main/bras lorsque vous utilisez un brassard ou un moniteur de pression sanguine.


1.2 Utilisation prévue

Le moniteur de santé Checkme Pro est destiné à être utilisé pour la mesure, l'affichage, l'examen et le stockage de plusieurs paramètres physiologiques, notamment l'ECG, la saturation en oxygène du pouls (SpO_2), le pouls et la température dans un environnement domestique ou dans un établissement de santé.

L'ECG est destiné à être utilisé chez l'adulte.

Les données et les résultats fournis par cet appareil sont uniquement destinés à un dépistage préalable et ne peuvent être utilisés directement pour un diagnostic ou un traitement.

1.3 À propos de Checkme



1. Écran tactile
2. Capteur de température à infrarouge
3. Capteur interne SpO_2
4. Indicateur LED
 - Arrêt : le moniteur est éteint ou fonctionne en mode veille ;
 - Vert : le moniteur est allumé et fonctionne normalement ; ou lorsque la batterie est entièrement chargée ;
 - Bleu : la batterie est en cours de charge ;
 - Rouge : la batterie est faible ;
5. Connecteur multifonctionnel
Il se connecte avec un câble SpO_2 externe, un câble ECG ou un câble de charge.


6. Accueil, Marche/Arrêt
 - Lorsque le moniteur est éteint, appuyez sur ce bouton pour le mettre sous tension.
 - Lorsque le moniteur est allumé, appuyez sur cette touche pendant 2 secondes pour l'éteindre.
 - Pendant le fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour passer à l'écran principal ou à l'écran du calendrier, ou pour revenir au menu supérieur.
7. Électrode droite ECG
Utilisez le pouce droit pour appuyer dessus.



8. Haut-parleur
9. Électrode gauche ECG
Mettez-le sur votre paume gauche, votre abdomen gauche ou votre genou gauche.
10. Trou pour la rayure du cou
11. Électrode dorsale ECG
Utilisez l'index ou le majeur droit pour appuyer dessus.

1.4 Écran principal

L'écran principal est illustré ci-dessous. En glissant votre doigt de droite à gauche, vous pouvez passer à la deuxième page, et vice versa.




*Minimonitor et ECG Holter sont des fonctions optionnelles.

1.5 Écran du calendrier / Mode veille

L'appareil passe en mode Écran du calendrier / Mode veille lorsque :

- Si aucune opération n'est détectée pendant 120 secondes dans une autre interface d'écran, l'appareil passe automatiquement à l'écran du calendrier.
- Appuyez sur le bouton Accueil dans l'écran principal.



1. Heure actuelle
2. Date actuelle


Lorsqu'un événement de rappel se produit, cette zone affiche le nom de l'événement, par exemple « Checkme ».

Vous êtes autorisé à modifier l'heure et la date actuelles lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois. Vous pouvez également vous rendre dans le menu « Réglages » pour le modifier.




3. Cette flèche indique aux utilisateurs qu'ils doivent appuyer sur le bouton Home pour quitter l'écran du calendrier / Mode veille.
4. Indicateur de batterie
5. Si vous n'avez pas répondu à l'événement de rappel précédent, cet événement sera affiché dans cette zone.
6. Cette icône apparaît lorsque l'option <ECG rapide> est activée.
7. Cette icône apparaît si vous avez défini un événement de rappel.

1.6 Écran des résultats










Pour chaque mesure, un rapport de résultat sera fourni une fois la mesure terminée. Un exemple est présenté ci-dessous.









1. Paramètres mesurés et relevés

2. Un résumé de cette mesure
3. Un indicateur graphique de l'état de santé
 - ☺ : Tous les paramètres mesurés se situent dans la fourchette de référence ;
 - ☹ : Un ou plusieurs paramètres mesurés sont en dehors de la plage de référence. Lorsque l'icône ☹ apparaît, il est suggéré de refaire le test, et de consulter votre médecin pour obtenir de l'aide.
4. Boutons
 - Sélectionnez le bouton  pour recommencer une mesure.
 - Sélectionnez le bouton  pour revoir les résultats précédents.
 - Appuyez sur le bouton  pour ouvrir les informations d'aide.

1.7 Symboles

Symbole	Description
	Fabricant
	Date de fabrication
SN	Numéro de série
	Indique un dispositif médical qui ne doit pas être éliminé comme un déchet municipal non trié.
	Suivez les instructions d'utilisation.
	Type BF Partie appliquée
	Pas de système d'alarme
	L'IRM n'est pas sûre. Présente des risques dans tous les environnements MR car le dispositif contient des matériaux fortement ferromagnétiques.
IP22	Résistant à la pénétration de liquides
 0197	Marquage CE
	Représentant autorisé dans la communauté européenne

	Marquage UKCA
	Représentant autorisé au Royaume-Uni
	Ce produit est conforme aux règles et réglementations de la Federal Communication Commission.
	Rayonnement non ionisant
	Nos produits et emballages peuvent être recyclés, ne les jetez pas ! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr (Applicable uniquement au marché français).
	Ce produit est conforme à la norme verpackG.

2. Utilisation de Checkme

2.1 Avant l'utilisation

Chargez la batterie

Pour charger la batterie,

1. Connectez la plus petite extrémité du câble de charge USB au connecteur multifonctionnel.
2. Connectez l'autre extrémité du câble de charge USB au port de charge USB.
3. Lorsque le voyant passe au vert, cela signifie que la batterie est entièrement chargée.



Avertissements et conseils de prudence

- L'appareil ne peut être utilisé pour aucune mesure pendant la charge.
- Utilisez l'adaptateur de charge fourni par le fabricant, ou des dispositifs de charge USB conformes à la norme IEC 60950.

Mise sous/hors tension

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil sous tension. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

2.2 Contrôle quotidien


À propos de contrôle quotidien

La mesure du contrôle quotidien est une fonction qui combine la mesure de l'ECG (électrocardiographe) et de la SpO₂ (oxygénation du sang). Il ne prend que 20 secondes pour collecter vos signes vitaux avant de vous donner des lectures de signes vitaux et votre évaluation de santé.


Utilisation de contrôle quotidien

Pour lancer un contrôle quotidien, suivez les étapes ci-dessous.

1. Si vous n'avez pas créé d'utilisateur, alors suivez les instructions dans la **[Section des Réglages]** pour ajouter votre compte utilisateur.
2. Touchez l'icône <CTRL jour> au milieu de l'écran.
3. Choisissez le bon utilisateur.
4. Tenez l'appareil conformément aux instructions, maintenez l'appareil au même niveau que votre cœur, gardez une posture stable et restez calme. N'exercez pas trop de pression sur l'électrode ECG, ce qui pourrait entraîner des interférences EMG (électromyographie). Il suffit de tenir doucement et d'assurer un bon contact avec l'électrode ECG. N'exercez pas de pression sur le doigt qui a introduit le capteur de SpO₂. Il suffit de l'insérer à l'intérieur mais doucement pour assurer une bonne perfusion sanguine.



- (1) Mettez l'index droit dans le capteur de SpO₂ intégré. Utilisez l'ongle du doigt pour presser le bord du couvercle du capteur de SpO₂, puis déplacez-le vers le haut et la gauche pour le soulever, comme illustré ci-dessous.
 - (2) Appuyez le pouce droit sur l'électrode droite.
 - (3) Appuyez le majeur droit sur l'électrode arrière.
 - (4) Appuyez l'électrode gauche sur la paume gauche.
5. Dès que l'appareil détecte une forme d'onde stable, il lance automatiquement la mesure. La barre du compte à rebours se déplace de gauche à droite.
 6. Lorsque la barre est entièrement remplie, l'appareil analyse vos données, puis affiche le résultat de la mesure.






La contrôle quotidien fournit le graphique de tendance de la fréquence cardiaque et de la SpO₂. Pour afficher la tendance, appuyez sur le bouton 🔍, puis sélectionnez un enregistrement, et enfin appuyez sur le bouton 📊.

2.3 Enregistreur ECG

À propos de l'enregistreur ECG

L'enregistreur ECG offre quatre méthodes différentes pour mesurer l'ECG. Touchez l'icône ⇄ pour passer d'une page à l'autre.



Comme indiqué ci-dessus, de gauche à droite, il y a :

- Méthode A : Plomb I, main droite vers main gauche
- Méthode B : Plomb II, main droite à l'abdomen gauche
- Méthode C : Plomb I, du poignet gauche au poignet droit
- Méthode D : Plomb II, de la partie supérieure droite de la poitrine à la partie inférieure gauche de l'abdomen.


L'analyse du segment ST est effectuée sur les LEAD sélectionnés.

Les méthode A et B offrent un maximum de confort, que les méthodes C et D, mais aucune valeur de segment ST. Quelle que soit la méthode choisie pour mesurer l'ECG, veuillez garder une posture stable et rester calme pendant la mesure.

Mesure sans câble

Pour lancer une mesure de l'enregistreur ECG sans câble,

1. Choisissez la méthode A ou B.
2. Suivez les instructions en fonction du mode que vous avez sélectionné.





- Appuyez le pouce droit sur l'électrode droite ;

- Appuyez l'index droit sur l'électrode arrière ;
- Pour la méthode A, appuyez l'électrode gauche sur la paume gauche ;
- Pour la méthode B, appuyez l'électrode gauche sur le bas-ventre gauche ;

N'appuyez pas trop fermement l'appareil contre votre peau, ce qui pourrait entraîner des interférences EMG (électromyographie). Une fois que vous avez terminé les étapes ci-dessus, tenez l'appareil de manière stable et restez calme.

3. Dès que l'appareil détecte une forme d'onde stable, il lance automatiquement la mesure. La barre du compte à rebours se déplace de gauche à droite.
4. Lorsque la barre est complètement remplie, l'appareil analyse vos données, puis affiche le résultat de la mesure.




Mesure avec câble

Pour démarrer une mesure d'enregistreur ECG avec câble,

1. Choisissez la méthode C ou D.
2. Suivez les instructions pour connecter le câble ECG et placer les électrodes ECG.



- Asseyez-vous ou restez debout, restez calme ;
- Pour la méthode C, paumes vers le haut, placer une électrode au milieu du poignet droit, placez une autre électrode au milieu du poignet gauche ;
- Pour la méthode D, placez une électrode sur la partie supérieure droite de la poitrine, placez une autre électrode dans l'abdomen inférieur gauche ;



3. L'écran affiche alors la forme d'onde de votre ECG.



L'appareil surveillera votre ECG en permanence, cependant aucune donnée ne sera enregistrée jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton ►.

4. Appuyez sur le bouton ► pour commencer à collecter vos données ECG. La barre du compte à rebours se déplace de gauche à droite.
5. Lorsque la barre est entièrement remplie, l'appareil analyse vos données, puis affiche le résultat de la mesure.

ECG rapide

Si la fonction <ECG rapide> est activée, vous pouvez alors commencer une mesure ECG très rapidement en prenant l'appareil et en le tenant selon la méthode A. Cela permet de gagner du temps et est beaucoup plus facile à utiliser.

Dans le menu Réglages et tapez sur <ECG rapide> pour activer ou désactiver cette fonction.

2.4 Température

A propos du thermomètre



Avertissements et conseils de prudence

- Le thermomètre est uniquement conçu pour la zone de mesure sur le corps humain indiquée dans ce manuel.
- L'appareil doit être dans la pièce où la mesure est prise pendant au moins 10 minutes avant d'être utilisé.
- L'activité physique, une transpiration accrue sur le front, la prise de médicaments vasoconstricteurs et les irritations cutanées peuvent fausser le résultat.
- Le front (tempes) doit être exempt de transpiration et de produits cosmétiques.

Les influences sur la température du front sont notamment les suivantes

- Le métabolisme individuel d'une personne ;
- L'âge : la température du front est plus élevée chez les bébés et les enfants en bas âge que chez les adultes. Les fluctuations de température plus importantes se produisent plus rapidement et plus souvent chez les enfants. La température normale du front diminue avec l'âge.
- Température ambiante ;
- Moment de la journée : la température frontale est plus basse le matin et

augmente tout au long de la journée vers le soir.

- Activités ; Les activités physiques et, dans une moindre mesure, les activités mentales augmentent la température du front.


Mesure de la température

Checkme propose deux méthodes différentes pour mesurer la température.

Mesure sans câble

Pour démarrer une mesure de température,

1. Dans l'écran principal, sélectionnez **<Thermomètre>**.
2. Choisissez la méthode de mesure **<Capteur infrarouge>**, et suivez les instructions en fonction du mode que vous avez sélectionné.
3. Placez le capteur du thermomètre sur votre temple.



4. Appuyez une fois sur le bouton Home, vous entendrez le bip « Bi-Bi », qui indique que la mesure commence. Déplacez ensuite le thermomètre autour de la tempe pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long bip « Bi », qui indique que la mesure est terminée.
5. Posez l'appareil, et l'écran affiche le résultat de la mesure.



Dans le menu Réglages, appuyez sur la zone **<Thermomètre>** pour passer du degré Celsius (°C) au degré Fahrenheit (°F).

Mesure avec câble (Optionnel)

Pour démarrer une mesure de température,

1. Dans l'écran principal, sélectionnez **<Thermomètre>**.
2. Choisissez la méthode de mesure **<Contact de câble>**.
3. Branchez le capteur de température externe.
4. L'écran affiche alors la température en temps réel.

2.5 Oxymètre


À propos de l'oxymètre

Le moniteur de santé Checkme mesure la quantité d'oxygène dans votre sang, votre pouls et votre indice de pouls. La saturation en oxygène (SpO₂) est mesurée et affichée en pourcentage de la capacité totale.

Mesure sans câble


Pour démarrer une mesure d'oxymètre sans câble,

1. Dans l'écran principal, appuyez sur l'icône <Oxym. Pouls>.
2. Insérez l'index dans le capteur SpO₂ intégré comme indiqué ci-dessous.




Détendez votre index et n'exercez pas de pression.

3. Lorsque l'appareil détecte une forme d'onde stable, il lance automatiquement la mesure. La barre du compte à rebours se déplace de gauche à droite.
4. Lorsque la barre est entièrement remplie, l'appareil analyse vos données, puis affiche le résultat de la mesure.




Mesure avec câble

1. Connectez le capteur externe SpO₂ au connecteur multifonctionnel.
2. Placez votre index ou votre majeur dans le capteur SpO₂ externe. Assurez-vous que le câble est positionné le long de la partie supérieure de la main, et que l'ongle du doigt est dans la position indiquée ci-dessous.



3. Appuyez sur l'icône <Oxymè. Pouls>.
4. L'écran affiche alors votre forme d'onde PLETH, votre SpO₂ et votre pouls.



L'appareil surveillera en permanence, cependant aucune donnée ne sera enregistrée jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton ►.

5. Appuyez sur le bouton ► pour commencer à collecter vos données SpO₂. La barre du compte à rebours se déplace de gauche à droite.
6. Lorsque la barre est entièrement remplie, l'appareil analyse vos données, puis affiche le résultat de la mesure.

2.6 Moniteur de sommeil


Checkme offre une méthode non invasive pour surveiller l'état du sommeil des utilisateurs adultes qui ont des problèmes de sommeil, des troubles respiratoires liés au sommeil et des apnées obstructives du sommeil.

⚠ Avertissements et conseils de prudence

- Avant de l'utiliser comme moniteur de sommeil, veuillez vous assurer que la batterie est entièrement chargée.



Pour lancer une mesure du moniteur de sommeil,



1. Attachez le bracelet sur une de vos mains gauches.
2. Insérez le câble SpO₂ dans le connecteur multifonctionnel.
3. Mettez un de vos doigts dans le capteur. L'index ou le majeur est suggéré. Si nécessaire, retirez le vernis à ongles coloré du doigt. Assurez-vous que le capteur est correctement placé de sorte que le câble passe au-dessus du dos de votre main.
4. Appuyez sur le bouton Accueil pour accéder à l'écran principal. Appuyez ensuite sur l'icône <CTRL sommeil> pour afficher l'écran ci-dessous.



5. Taper sur le bouton ► pour démarrer la surveillance du sommeil. Pendant la surveillance, un compte à rebours est toujours affiché dans la partie inférieure

gauche.


- Vous pouvez appuyer sur le bouton Accueil pour verrouiller l'écran, comme indiqué ci-dessous. L'appareil fonctionnera en mode de très faible consommation d'énergie.
- Insérez l'appareil dans la housse du bracelet, puis mettez-le en veille.
- Lorsque vous vous levez, ou lorsque vous voulez arrêter la surveillance, vous pouvez appuyer sur le bouton Home  bouton à nouveau pour déverrouiller l'écran, puis appuyez sur l'icône pour arrêter la surveillance du sommeil.
- Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour afficher la tendance de la SpO₂ pendant votre sommeil, ou appuyer sur le bouton « Fermer » et revenir à l'écran principal.



2.7 Pression sanguine (Optionnel)

Checkme peut fonctionner avec l'unité AirBP (accessoire optionnel) pour mesurer la pression sanguine.

- Allumez le moniteur de pression sanguine AirBP.
- Allumez Checkme Pro, choisissez l'élément **<Pression sanguine>** sur l'écran.
- Choisissez l'utilisateur souhaité sur l'écran, puis Checkme commencera à rechercher AirBP.
- Choisissez votre AirBP « BP XXXX » sur l'écran, puis Checkme commencera à se connecter avec AirBP.




- Asseyez-vous correctement. Placez le brassard sur la partie supérieure du bras gauche. Appuyez sur le **<début>**.
- En suivant les instructions de Checkme, pompez jusqu'à la pression cible puis restez immobile jusqu'aux résultats.
- Dégonflez le brassard.

Remarque : Maintenir AirBP allumé pendant la connexion.

2.8 Glycémie (Optionnel)

Checkme peut fonctionner avec l'unité de mesure de la glycémie (accessoire en option) pour mesurer la glycémie.

1. Utilisez le lecteur de glycémie pour effectuer une mesure de la glycémie.
2. Allumez Checkme et sélectionnez l'élément « Glycémie » sur l'écran.
3. Checkme va commencer à se connecter avec votre lecteur de glycémie.
4. Une fois que les données de votre mesure de glycémie ont été téléchargées avec succès sur Checkme, vous pouvez consulter le résultat de la mesure sur Checkme.




Remarque

- Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur de glycémie pour une mesure de la glycémie.
- Veuillez garder le Bluetooth du lecteur de glycémie allumé pendant la connexion.

2.9 Minimonitor (Optionnel)

Pour lancer une fonction de Minimonitor, suivez les étapes ci-dessous.

1. Dans l'écran principal de Checkme, sélectionnez <Minimonitor>
2. Connectez correctement « l'adaptateur pour minimonitor », le câble SpO₂ et le câble ECG avec l'appareil.
3. Mettez le doigt dans le capteur SpO₂ externe. Placez les électrodes ECG comme indiqué ci-dessous.



2.10 ECG Holter (Optionnel)

2.10.1 Choisir la sonde Holter

Choisissez la dérivation ECG appropriée dans le menu de réglage.


Il existe 4 options : DérIV II ; CC5 ; CM5 ; Auto-déf.

2.10.2 Mesure

1. Dans la fenêtre principale, appuyez sur l'icône ECG Holter .
2. Choisissez le bon utilisateur, entrez dans l'écran d'orientation.
3. Placer le câble ECG et placer les électrodes sur les bonnes positions comme guidé.



4. L'écran affiche la forme d'onde ECG, appuyez sur le bouton ► pour commencer l'enregistrement. (L'enregistrement commencera automatiquement 1 minute plus tard sans appuyer sur le bouton)



5. Portez la ceinture Holter autour de votre taille.





6. Mettez Checkme dans la poche de la ceinture, puis fermez la poche. Gardez l'enregistrement pendant 24 heures ou moins. Pendant ce processus, l'appareil émet un signal sonore si le câble ou une électrode est éteint.


2.11 Podomètre

Pour commencer une mesure du podomètre,

1. Dans l'écran principal, sélectionnez l'icône <Podomètre>. Si vous n'avez pas créé d'utilisateur, veuillez ajouter votre compte utilisateur.
2. Sélectionnez un utilisateur pour entrer dans l'écran comme ci-dessous.



3. Appuyez sur le bouton  pour définir votre cible, si nécessaire.
4. Touchez le bouton ► pour commencer à calculer les étapes.
5. Placez l'appareil dans votre poche.
6. Lorsque vous avez fini de calculer les pas, appuyez sur le bouton Home pour arrêter le podomètre.




- Appuyez à nouveau sur le bouton Home pour quitter la fonction podomètre.

3. Réglages

3.1 Rappel

L'utilisateur peut définir jusqu'à 6 rappels. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des événements de rappel.



3.2 Modification du volume sonore

Dans le menu Réglages, appuyez sur la zone <Volume> pour modifier directement le volume. « X » signifie que le volume est désactivé.

3.3 Activation/désactivation du guide vocal


Dans le menu Réglages, appuyez sur le <Guide voix> pour activer ou désactiver cette fonction.


3.4 Gestion des utilisateurs

Pour utiliser la mesure du contrôle quotidien, vous devez créer votre compte. Si la mesure du contrôle quotidien est utilisée par plus d'un utilisateur, chaque utilisateur doit créer son propre compte.


Pour créer un compte utilisateur :

- Dans le menu des Réglages, choisissez <Gest. Utilisat.>.







- Appuyez sur un bouton « + » pour ouvrir le menu ci-dessous.
- Appuyez sur chaque bouton pour modifier les informations correspondantes.
- Touchez  pour revenir au menu < Gest. Utilisat.>.

Pour modifier les informations d'un utilisateur :

- Dans le menu des Réglages, choisissez < Gest. Utilisat.>.
- Choisissez l'utilisateur que vous voulez modifier.
- Appuyez sur les informations que vous souhaitez modifier, puis modifiez-les.
- Touchez <OK> et  pour revenir au menu < Gest. Utilisat.>.



Pour supprimer un utilisateur :



- Dans le menu des Réglages, choisissez < Gest. Utilisat.>.
- Choisissez l'utilisateur que vous voulez supprimer.
- Appuyez sur le bouton .

jack	 
Male	
168 cm	65 kg
01-Jan-1970	 Delete

- Choisissez <Oui> pour confirmer.

3.5 Réglage de la date et de l'heure

- Dans le menu Réglages, choisissez <Date/heure>
- Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour modifier la date, puis appuyez sur .
- Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour modifier l'heure.
- Appuyez sur  pour terminer le réglage.

Date			Time			
+	+	+	+	+	+	
2014	-	Sep	-	11	:	41
-	-	-	-	-	-	-
						

3.6 Choix de la langue

- Dans le menu des Réglages, choisissez <Langue>.
- Choisissez la langue dans la liste.

3.7 Changement de température

Dans le menu Réglages, appuyez sur la zone <Température> pour passer du degré Celsius (°C) au degré Fahrenheit (°F).

3.8 Mise à jour de Softeare

Appuyez sur le bouton < Ajourn logiciel> pour entrer dans le mode de mise à jour du logiciel.

3.9 Modification de la longueur de la forme d'onde de l'ECG

Pour modifier la longueur de la forme d'onde ECG enregistrée pour chaque mesure de l'enregistreur ECG :

1. Dans le menu des Réglages, choisissez **<ECG Longueur>**.
2. Choisissez ensuite parmi les **<30s>**, **<60s>**. Et appuyez sur **<OUI>** pour activer la modification.

3.10 Réglage de la largeur de bande ECG

Dans le menu de réglage et choisissez **<ECG bandwidth>** pour changer entre **<Normal>** et **<Vaste>**.

3.11 Changer la dérivation Holter ECG (optionnel)

Pour changer le fil du Holter ECG pour la mesure du Holter ECG :

1. Dans le menu des Réglages, appuyez sur **<Dérivation Holter>**.
2. choisissez parmi **<DérIV II>**, **<CC5>**, **<CM5>** et **<Auto-déf>**
3. Appuyez sur **<OUI>** pour activer la modification.

3.12 ECG rapide

Appuyez sur le bouton **<ECG rapide>** pour activer ou désactiver cette fonction.

3.13 Configuration

Appuyez sur la **<configuration>** pour choisir d'ouvrir ou de fermer la **<Pression sanguine>** et la **<glycémie>**

3.14 Effacement des données

Dans le menu de réglage, tapez sur **<Effacer données>**, puis sur **<Oui>**.

Toutes les mesures enregistrées dans l'appareil seront supprimées.

3.15 Réinitialisation en usine

Dans le menu des réglages, appuyez sur **<Réinit Val usine>**, puis appuyez sur **<Oui>**.

Toutes les mesures, les informations sur l'utilisateur et les autres Réglages enregistrés dans l'appareil seront supprimés, et l'appareil sera restauré aux Réglages d'usine par défaut.

3.16 À propos de

Appuyez sur le bouton **<Info>** pour vérifier les informations sur l'appareil.


4. Revoir

4.1 Revoir du contrôle quotidien



Examiner les dossiers de contrôle quotidien,


1. Dans le menu **<Revoir>**, sélectionnez **<CTRL jour>**.

2. Choisissez le bon utilisateur pour ouvrir la liste comme ci-dessous, puis sélectionnez un enregistrement pour consulter plus d'informations comme ci-dessous.








Dans ce menu, vous pouvez :


- Sélectionnez  pour supprimer cette mesure
- Sélectionnez  pour rejouer la forme d'onde de l'ECG comme indiqué ci-dessous.



Lorsque la forme d'onde de l'ECG est rejouée, vous pouvez

- Sélectionnez  pour modifier l'amplitude de la forme d'onde.
- Sélectionnez  pour la mettre en pause.
- Sélectionnez  pour revenir à la liste des contrôles quotidiens.
- Sélectionnez  pour afficher la tendance de la fréquence cardiaque, de la SpO₂



- Sélectionnez  pour revenir à la liste des contrôles quotidiens.

5. Maintenance

5.1 Entretien et nettoyage

Nettoyez l'appareil chaque semaine, en tamponnant soigneusement la surface de l'appareil avec un chiffon doux ou un coton-tige imbibé d'alcool à friction.

5.2 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie est peut-être faible. 2. L'appareil peut être endommagé 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chargez la batterie et réessayez. 2. Veuillez contacter votre distributeur local.
L'amplitude de la forme d'onde de l'ECG est faible	La piste que vous choisissez ne vous convient pas.	Changez une autre dérivation et essayez à nouveau.
Dérives de la forme d'onde ECG	<ol style="list-style-type: none"> 1. La pression exercée sur l'électrode n'est pas stable ou trop forte. 2. La main ou le corps peut bouger. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenez l'appareil de façon stable et délicate. 2. Essayez de rester parfaitement immobile et refaites le test.
La SpO ₂ ou le pouls ne montre aucune valeur, ou le nombre fluctue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le doigt n'est peut-être pas inséré correctement. 2. Le doigt ou la main peut bouger. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le doigt et réinsérez-le, comme indiqué. 2. Essayez de rester parfaitement immobile et refaites le test.
Une « erreur système » s'est produite.	Défaillance du logiciel ou du matériel.	Redémarrez l'appareil et recommencez la mesure. Si l'erreur persiste, notez le numéro d'erreur et contactez votre distributeur local.
L'étalonnage de la TA a échoué.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauvaise hauteur. 2. La différence entre deux étalonnages est trop importante. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconfirmez votre taille. 2. Essayez de rester parfaitement immobile et calibrez à nouveau.
Pas de voix pendant l'ECG et la mesure du SpO ₂ measurement.	Le haut-parleur est coupé.	Désactiver le haut-parleur dans le menu Réglages.

Problème	Cause possible	Solution
La valeur de la température est trop basse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La zone de mesure est couverte de cheveux. 2. Le capteur du thermomètre est trop éloigné de votre peau. 3. Le capteur du thermomètre est sale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez les cheveux de la zone de mesure. 2. Maintenez le contact entre le capteur et votre peau. 3. Nettoyez le capteur avec un chiffon doux ou du coton.

6. Accessoires



Avertissements et conseils de prudence

- Utilisez les accessoires spécifiés dans ce chapitre. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager l'appareil ou ne pas répondre aux spécifications demandées.
- Selon la configuration, tous les accessoires ne sont peut-être pas inclus dans votre colis.

Numéro de pièce	Description
540-00192-00	Câble d'ECG avec 2 fils conducteurs, snap
540-00193-00	Capteur de doigt SpO ₂ , 25 cm, FP-10
540-00194-00	Câble de chargement USB, micro D
560-00198-00	Électrode ECG, 10 pièces

7. Spécifications

Classifications		
Directive CE	MDD, 93/42/CEE	
	R&TTE, 1999/5/EC	
	ROHS 2.0, 2011/65/UE	
Degré de protection contre les chocs électriques	Type BF	
Environnement		
Point	Fonctionnement	Stockage
Température	5 à 45 °C	-25 à 70 °C
Humidité relative (sans condensation)	10% à 95%.	10% à 95%.
Barométrique	700 à 1060 hPa	700 à 1060 hPa
Degré de résistance à la poussière et à l'eau	IP22	
Test de chute	1,0 m	
Physique		

Taille	88×56×13 mm
Taille de l'emballage	178*123*75 mm
Poids	Moins de 80 g (unité principale)
Afficher	Écran tactile 2,7", HD
Connecteur	Connecteur Micro D
Connectivité sans fil	Bluetooth double mode intégré, support 4.0 BLE

Alimentation électrique

Type de batterie	Batterie rechargeable au lithium-polymère
Durée de fonctionnement de la batterie	Seulement un contrôle quotidien : > 1000 fois Surveillance continue du sommeil : > 12 heures Mode calendrier en veille pure : > 3 mois
Temps de chargement	Moins de 2 heures à 90

ECG

Type de dérivation	Électrodes ECG intégrées Câble ECG externe et électrodes
Dérivation	Plomb I, plomb II
Mode de mesure	Épisode, continu
Taux d'échantillonnage	500 Hz
Précision de l'échantillonnage	16 bits
Gain d'affichage	1,25 mm/mV, 2,5 mm/mV, 5 mm/mV 10 mm/mV, 20 mm/mV
Vitesse de balayage	25 mm/s
Largeur de bande*	0,05 à 40 Hz
Tolérance du potentiel de décalage des électrodes	±300 mV
Plage de mesure HR	30 à 250 bpm
Précision	±2 bpm ou ±2%, la valeur la plus élevée étant retenue.
Plage de mesure ST	-0,5 à +0,5 mV
Résumé des mesures	Fréquence cardiaque**, durée du QRS, segment ST***, QT/QTc Analyse du rythme (Rythme ECG régulier, Fréquence cardiaque élevée, Fréquence cardiaque faible, Valeur QRS élevée, Valeur ST élevée***, Valeur ST faible***, Rythme ECG irrégulier, Impossible à analyser)

SpO₂

Normes	Respecter les normes de la norme ISO 80601-2-61
--------	---

Vérification de la précision des mesures : La précision de la SpO₂ a été vérifiée dans le cadre d'expériences humaines en la comparant avec la référence d'un échantillon de sang artériel mesuré avec un co-oxymètre. Les mesures de l'oxymètre de pouls sont statistiquement

distribuées et environ deux tiers des mesures devraient se situer dans la plage de précision spécifiée par rapport aux mesures de l'oxymètre de CO.

Gamme SpO₂	70% à 100%.
SpO ₂ Précision (Bras)	80-100%:±2%, 70-79%:±3%
Gamme PR	30 à 250 bpm
Précision de la RP	±2 bpm ou ±2%, la valeur la plus élevée étant retenue.
Gamme PI	0,5-15
Résumé des mesures	SpO ₂ , PR, PI, Résumé (Oxygène sanguin normal, Oxygène sanguin faible, Impossible à analyser)

Thermomètre

Point	Capteur infrarouge	Contact de câble
Technique	Température corporelle infrarouge	Température de contact
Température de l'environnement	16,0 à 40,0 °C	
Site de mesure	Temple	Aisselles
Temps de mesure	3s	Valeur stable après 2 minutes
Plage de mesure	34,0 à 42,2 °C (94,0 à 108,0 °F)	30,0 à 45 °C (86,0 à 113,0 °F)
Précision	±0,2 °C ou ±0,4 °F	±0,2°

Moniteur de sommeil

Temps de surveillance	Jusqu'à 10 heures
Stockage des données	Enregistrez la SpO ₂ et le pouls
Résumé des mesures	Durée totale, STAT <90%, Saturation moyenne, Saturation la plus basse, Résumé (Aucune anomalie détectée, chute d'oxygène dans le sang détectée, Impossible à analyser)

Podomètre

Gamme	0 à 99999 pas
Distance	0,00 à 999,99 km
Minuterie	0 à 1999 minutes
Calories	0,00 à 9999,99 kcal
Graisse	0,00 à 199,99 g

Rappel

Nombre de rappels	6
Rappel de l'événement	Réveillez-vous, Vérifiez-moi, Médecine, Autodétermination

Revoir

Revoir des données	Tendance graphique, tendance liste
Revoir des formes d'onde	Forme d'onde de divulgation complète
Contrôle quotidien	100 pièces d'enregistrements sans mémo audio

Enregistreur ECG	100 pièces d'enregistrements sans mémo audio
Oxymètre	100 pièces d'enregistrements
Thermomètre	100 pièces d'enregistrements
Revoir du dossier de sommeil	5 pièces d'enregistrements, 10 heures par enregistrement

* : Câble ECG externe, mode de bande passante réglé sur large

** : La fréquence cardiaque est calculée sur la base de la moyenne de tous les 5 à 30 complexes QRS.

***: Uniquement pour les mesures avec un câble ECG externe, le mode de bande passante est réglé sur large.

8. Compatibilité électromagnétique

L'appareil répond aux exigences de la norme EN 60601-1-2. Tous les accessoires répondent également aux exigences de la norme EN 60601-1-2 lorsqu'ils sont utilisés avec cet appareil.



Avertissements et conseils de prudence

- L'utilisation d'accessoires autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de l'équipement.
- L'appareil ou ses composants ne doivent pas être utilisés à côté ou empilés avec d'autres équipements.
- L'appareil nécessite des précautions particulières en matière de EMC et doit être installé et mis en service conformément aux informations EMC fournies ci-dessous.
- D'autres appareils peuvent interférer avec cet appareil même s'ils répondent aux exigences du CISPR.
- Lorsque le signal d'entrée est inférieur à l'amplitude minimale prévue dans les spécifications techniques, des mesures erronées peuvent en résulter.
- Les équipements de communication portables et mobiles peuvent affecter les performances de cet appareil.
- D'autres appareils dotés d'un émetteur ou d'une source RF peuvent affecter cet appareil (par exemple, les téléphones cellulaires, les PDA et les PC avec fonction sans fil).

Directives et déclaration - Émissions électromagnétiques

Le moniteur de santé est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Tests d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L'appareil utilise l'énergie RF uniquement pour sa fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans les équipements électroniques situés à proximité.

Émissions RF CISPR 11	Classe B	L'appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement raccordés au réseau public d'alimentation électrique à basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.
Émissions d'harmoniques IEC61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension / émissions de papillotement IEC 61000-3-3	Conforme à	

Guide et déclaration - Immunité électromagnétique

Le moniteur de santé est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du Moniteur de santé doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.


Test d'immunité	Niveau de test IEC60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	Contact ± 6 kV ± 8 kV air	Contact ± 6 kV ± 8 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou des carreaux de céramique. Si les sols sont recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être à au moins 30 %.
Transit électrique rapide/rupture CEI 61000-4-4	± 2 kV pour la puissance lignes d'approvisionnement ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	± 2 kV pour la puissance lignes d'approvisionnement ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV ligne(s) à ligne(s) ± 2 kV ligne(s) à la terre	± 1 kV ligne(s) à ligne(s) ± 2 kV ligne(s) à la terre	
Chutes de tension, courts-circuits Interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée de l'alimentation électrique IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % d'immersion dans l'UT) pour 0,5 cycle 40 % UT (60 % de baisse dans l'UT) pour 5 cycles 70 % UT (30 % de baisse dans l'UT) pour 25 cycles <5 % UT (>95 % d'immersion dans l'UT) pendant 5 s	<5 % UT (>95 % d'immersion dans l'UT) pour 0,5 cycle 40 % UT (60 % de baisse dans l'UT) pour 5 cycles 70 % UT (30 % de baisse dans l'UT) pour 25 cycles <5 % UT (>95 % d'immersion dans l'UT) pendant 5 s	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur de notre produit doit continuer à fonctionner pendant les interruptions du réseau électrique, il est recommandé d'alimenter notre produit à partir d'une alimentation électrique ou d'une batterie.
Champ magnétique à fréquence industrielle (50/60 HZ) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à haute fréquence doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique.

Remarque : U_T est la tension du secteur alternatif avant l'application du niveau de test.

Guide et déclaration - Immunité électromagnétique

Le moniteur de santé est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié. Le client ou l'utilisateur du moniteur de santé doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement comme décrit ci-dessous.

Test	Niveau de	Niveau de	Environnement électromagnétique - conseils
------	-----------	-----------	--

d'immunité	test IEC60601	conformité	
RF induite IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz en dehors des bandes ISM	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz en dehors des bandes ISM	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près de toute partie du système, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation appropriée pour la fréquence de l'émetteur. Distances de séparation recommandées: $d = 1.2 \sqrt{P}$
RF rayonnée IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	Distances de séparation recommandées: 80 MHz - 800 MHz: $d = 1.2 \sqrt{P}$ 800MHz - 2,5GHz : $d = 2.3 \sqrt{P}$ Où, P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, déterminées par une étude électromagnétique du site ^a , doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences ^b . Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements marqués du symbole suivant : 

Remarque 1: De 80 MHz à 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.

Remarque 2: Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

^a Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, la radiodiffusion AM et FM et la télédiffusion ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où l'appareil est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, l'appareil doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de l'appareil.

^b Sur une gamme de fréquence de 150kHz à 80MHz. Pour Resp, l'intensité du champ doit être inférieure à 1V/m.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et l'appareil

Le moniteur de santé est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du moniteur de santé peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le moniteur, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de sortie max. nominale de l'émetteur (W)	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)		
	150 kHz - 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz - 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz - 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12,00	12,00	23,00

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

Remarque 1: À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.

Remarque 2: Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

9. Déclaration de la FCC

Avertissement FCC :

FCC ID: 2AD XK-6600

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer des opérations non souhaitées.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas en raison d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence avec une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd (Hereinafter called Viatom) owns the intellectual property rights to this Viatom product and this manual. This manual may refer to information protected by copyrights or patents and does not convey any license under the patent rights of Viatom, nor the rights of others. Viatom intends to maintain the contents of this manual as confidential information. Disclosure of the information in this manual in any manner whatsoever without the written permission of Viatom is strictly forbidden.

Contents of this manual are subject to changes without prior notice. All information contained in this manual is believed to be correct. Viatom shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this manual.

© 2014-2020 Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. All rights reserved.

PN: 255-01159-00 Version: H June 14, 2022




Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.
4E, Building 3, Tingwei Industrial Park, No.6 Liufang Road, Block 67,
Xin'an Street, Baoan District, Shenzhen, 518101, Guangdong, China



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany
Tel: +49 251 32266-0
Fax: +49 251 32266-22
Email: contact@mednet-ecrep.com



MediMap Ltd
2 The Drift, Thurston, Suffolk IP31 3RT, United Kingdom
Tel: +49 251 32266-0
Fax: +49 251 32266-22
Email: contact@mednet-ecrep.com



FR
Vous êtes responsable de remettre tous
les appareils électriques et électroniques
singles à des points de collecte
correspondants.
Pour en savoir plus:
www.quotidianodeschets.fr