

# CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES UU - Ø 2 MM - BOÎTE DE 10 PCS

Réf. CPCURE01



# CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES

## UU - Ø 2 MM - BOÎTE DE 10 PCS



Réf. **CPCURE01**

**Dispositif médical utilisé dans les interventions de chirurgie légère de peau**

L'anneau à bordure tranchante très effilée permet le prélèvement des tissus et offre une bonne visibilité du champ opératoire. Le manche ergonomique permet une bonne prise en main de l'instrument et assure un geste sûr et précis.

- Muni d'un capuchon pour prévenir tout risque de coupure
- Stérilisation par gamma irradiation 2,5 MEGA-RADS
- Conditionnement en sachet individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Manche de couleur bleue
- Longueur du manche : 13 cm
- Boîte de 10
- Prêt à l'emploi
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE2460

Code barres : 3661040185996

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90189022

Stérile : Oui

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 4,0

Longueur unitaire (cm) : 13,2

Longueur conditionnement (cm) : 21,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 7,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,130

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : 10

Température maxi : 40

Humidité mini : 35

Humidité maxi : 65



07/05/2021 19:05 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. CPCURE01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.