



**CARACTÉRISTIQUES:**

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paires de douilles pour porte sérum.
- Capot abs fixé derrière le dossier.
- Dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale.
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison.

**DIMENSIONS:**

- Dossier: H. 810 × l. 520 mm.
- Assise: P. 420 × l. 520 mm.
- Accotoirs: L. 400 × l. 120 mm – épaisseur 40 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Tige porte sérum. (**Réf: 2050/80**)
- 2 roulettes de déplacement. (**Réf: 3122/ROUL**)
- 4 roulettes diamètre 100 à frein. (**Réf: 2160/R**)
- Tablette à manger. (**Réf: 3512/0**)
- Système de rotules pour les accoudoirs en mousse de PU. (**ROTULES/ACC**)
- Coussin amovible avec sangle velcro. (**3122/COUSSIN**)
- Protection cristal transparente pour assise. (**PROTEC**)