


**BROSSETTE ENDOCERVICALE**  
**ENDOCERVICAL BRUSH**

<b>DESCRIPTION</b> <i>/ DESCRIPTION</i>	Brossette de prélèvement à usage unique. Permet de réaliser les prélèvements bactériologiques endométriaux. Brossette sécable pour faciliter l'utilisation.  <i>Single-use sampling brush. Allows to perform endometrial bacteriological sampling. Scored brush for easy use.</i>
<b>REGLEMENTATION</b> <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is MDD 93/42/CEE
<b>COMPOSITION</b> <i>/ COMPOSITION</i>	Manche : Polypropylène Brossette : fils nylon, acier inoxydable, extrémité résine.  <i>Handle : Polypropylene Brush : nylon wire, stainless steel, resin tip.</i>



















**INFORMATIONS et DIMENSIONS** / *INFORMATION and SIZE*



**REFERENCES et CONDITIONNEMENT** / *REFERENCES and PACKAGING*

<b>Référence</b> <i>/ Reference</i>	<b>Désignation</b> / <i>Designation</i>	<b>Conditionnement</b> / <i>Packaging</i>
M50411	Brossette endocervicale <i>Endocervical brush</i>	Carton de 10 boîtes de 50 pièces <i>Carton of 10 boxes of 50 units</i>

## SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XX numéro organisme notifié / <i>CE certification xx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Distributeur / <i>Distributor</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Représentant européen / <i>European Representant</i>		Importateur / <i>Importer</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>		Ne pas restériliser / <i>Do not resterilize</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.  
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

### CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.  
/ *Store in a clean, dry place, away from light.*

Expiration / *Expiration* : 5 ans

### CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène. / *Product sterilized by ethylene oxide*

**IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR / IMPORTER and DISTRIBUTOR**  
MEDISTOCK