

FICHE TECHNIQUE : CHAISE WOODY

Composants et exécution du produit :

- la chaise est réalisée en structure fixe
- la chaise est munie d'un pot en plastique amovible avec couvercle.

Dimensions : Largeur 610 (mm) Profondeur 630 (mm)
Hauteur 985 (mm)

- hauteur assise (mesurée à partir du sol) : 500 (mm)
- largeur entre bras : 452 (mm)

Poids de la chaise : 13 kg.

Conditionnement : le produit est livré monté, dans une boîte en carton 5 couches, protégé par un film polypropylène.

Caractéristiques de base :

La chaise est conçue pour une assise confortable et pour aider les personnes souffrant de certains problèmes médicaux ou les personnes qui se remettent de problèmes médicaux.

Information produit :

Assise et dossier :

Structure : intérieur en PFL pressé et renforcé pour un meilleur maintien et confort.

Revêtement en simili cuir légèrement élastique qui offre un nettoyage plus facile et plus rapide.

La chaise est dotée d'une double assise et la mise en place et le retrait du pot se font grâce à un système spécialement conçu à cet effet. Le confort est assuré par l'assise en polyuréthane HRR (haute résilience) de densité 35 et de dureté 36.

Structure du cadre de la chaise :

La chaise est réalisée en bois de hêtre massif de la meilleure qualité, sans nœuds, cœur rouge, colorant. Elle possède un assemblage robuste avec des chevilles propres à la chaise, des creux et un adhésif de qualité supérieure. Les coins et mini-clous assurent une solidité et une durabilité supplémentaires. La chaise est dotée de patins en plastique pour éviter tout contact avec l'eau et protéger le sol.

Accessoire amovible : pot en plastique avec couvercle et poignée de transport, amovible par l'avant du siège.

Finitions : Structure d'assise de différentes couleurs, finie avec vernis à base d'eau. Revêtement : simili cuir légèrement élastique.

Poids supporté : 120 kg.

Utilisation – stockage - conservation :

La chaise est conçue pour un usage domestique. Le stockage se fait dans un espace protégé de la lumière directe du soleil. La chaise en bois est conservée dans des pièces avec des températures comprises entre 12 et 24 degrés Celsius et une humidité de 30 à 60 %.

La chaise en bois se nettoie avec un chiffon doux et sec, pour la partie inférieure du produit utiliser un chiffon humide puis sec. La chaise doit être utilisée sur les 4 pieds, son utilisation uniquement sur les deux pieds avant ou arrière est interdite. Une chaise peut normalement supporter une personne pesant au maximum 120 kg. Pour protéger le sol, le client peut ajouter des protections en feutre autocollantes sur chaque pied (ceci n'est pas considéré comme une intervention sur le produit).

Contre-indications :

Ne pas utiliser de produits contenant de l'alcool, des agents chimiques ou abrasifs pour l'entretien, ne pas nettoyer à l'eau de javel, ne pas sécher au sèche-cheveux électrique, ne pas agir sur les surfaces avec des objets durs (couteau, cutter, clou...). Ne déplacez pas la chaise en la poussant ou en la tirant mais en la soulevant. Il est interdit de grimper avec les pieds sur l'assise du fauteuil. Le matériau de revêtement des chaises ne doit pas être mouillé, n'utilisez pas d'eau en grande quantité pour le nettoyage.

Ne placez pas d'objets chauds sur ou à proximité de la chaise. Ne placez pas le meuble en plein soleil et ne positionnez pas le fauteuil à proximité d'une source de chaleur (cheminées, radiateurs).



Garantie de conformité : 2 ans

Durée de vie moyenne : 10 ans