


## BF 183 Pèse-personne impédancemètre


**german  
engineering**


Affichage extra large



Impédancemètre avec graisse viscérale et âge métabolique

Taille des chiffres : 38 mm

Surface de pesée en verre de sécurité (6 mm)

Electrodes en acier inoxydable

Détermine la masse, la graisse, la masse aqueuse, la densité musculaire, l'IMC, la graisse viscérale et l'âge métabolique

Capacité : 180 kg

Graduation :

- 0.1% pour la graisse, masse aqueuse et densité musculaire

- 100 g pour la masse corporelle

Mesure ultra-précise du poids en kg/lb/st

10 mémoires utilisateur

Mise en marche et arrêt automatiques

Indicateur de surcharge

Fourni avec 1 pile x 3V CR 2032

Dimensions (LxlxH) : 30 x 30 x 1,8 cm

Poids : env. 1549 g

Garantie : 5 ans

Colisage : 4 unités / carton

EAN n° : 4211125 10054 4

Référence article n° : 100.54