



PPR 49,99 €
Nov./Dec. 2019

BF 410
Signature Line

beurer
wellbeing

BF 410 Signature Line Pèse-personne impédancemètre

 **german
engineering**



illuminated
XXL display
Ecran XXL éclairé



xxl size
35 x 30 cm
Plateau extra large



200 kg
capacity
Très haute capacité de charge



Plateau de pesée en verre de sécurité (version blanche de 8 mm en verre de sécurité haute qualité)

Plateau XXL: 35 x 30 cm

Affichage moderne: blanc sur fond noir, au format XXL: 69 x 149 mm

Affichage éclairé pour une meilleure lisibilité

Taille des chiffres: 45 mm

Affichage du poids, de la graisse corporelle, de l'eau, du pourcentage de muscle, de la masse osseuse, AMR/BMR et de l'IMC

Avec interprétation des valeurs mesurées

5 niveaux d'activité

10 mémoires utilisateur avec reconnaissance automatique de l'utilisateur

Electrodes en acier inoxydable brossé

Sélecteur kg/lb/st

Très haute capacité de charge: 200 kg

Graduation:

- 0.1% graisse corporelle, eau corporelle, muscle
- 100 g pour le poids corporel, la masse osseuse

Indication en cas de surcharge

Technologie Quick-start

Arrêt automatique

Incl. 3 piles x AAA

Dimensions (LxH): 35 x 30 x 2.8 cm


Poids: approx. 2.46 kg

Garantie 5 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 735722 (black) / 735739 (white)

Item no.: 735.72 (black) / 735.73 (white)



735.72-73_BF410_SignatureLine_2019-08-13_01_DS_EN_BEU_Subject to errors and changes

Signature
L I N E