

AED Plus Trainer2

Appareil de formation avec télécommande sans fil



Un moyen simple, contrôlé et précis de former les utilisateurs d'un AED Plus® dans des conditions réelles de prise en charge complète d'un arrêt cardiaque.

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.®

AED Plus Trainer2 comprend :

- le DAE* de formation AED Plus Trainer2
- Une télécommande sans fil
- un jeu d'électrodes **CPR-D•padz**[®] AED Plus Training
- un lot de gels réutilisables pour électrode **CPR-D•padz** AED Plus Trainer
- 4 piles D
- 2 piles AA
- le Guide de l'utilisateur

ZOLL Medical Corporation
Siège international
 269 Mill Road
 Chelmsford, MA 01824
 978-421-9655
 800-348-9011

Filiales internationales ZOLL
 Allemagne
 +49 2236 87 87 0
 www.zollmedical.de

Australie
 +61 2 8424 8700
 www.zoll.com.au

Autriche
 +43 650 413 6222
 www.zollmedical.at

Canada
 905-629-5005
 www.zoll.com

Chine
 +86 21 6226 9505
 www.zoll.com

France
 +33 (1) 30 05 14 98
 www.zoll.fr

Moyen-Orient et Afrique
 +96 278 800 4411
 www.zoll.com

Pays-Bas
 Représentant EU agréé
 +31 (0) 488 41 11 83
 www.zoll.nl

Royaume-Uni
 +44 (0) 1928 595 160
 www.zoll.com

Russie
 +7495 936 2338
 www.zoll.com

Pour obtenir l'adresse et le numéro de télécopie des filiales, ainsi que l'emplacement des autres sites dans le monde, veuillez visiter le site Web www.zoll.com/contacts.

Une commande de pilotage de scénarios à partir d'une télécommande sans fil

L'AED Plus Trainer2 ZOLL[®] permet aux instructeurs de former les utilisateurs. Il est possible de choisir entre quatre différents scénarios de réanimation définis ou d'avoir un contrôle manuel total sur l'intégralité d'une prise en charge d'une victime d'un arrêt cardiaque. Un dispositif de commande à distance sans fil permet de contrôler 4 AED Plus Trainer2.

Ce dispositif de commande à distance intuitif permet aux instructeurs de définir un scénario adéquat sur chaque AED Trainer 2. L'instructeur peut garder la maîtrise des scénarios à distance. Il peut intervenir via des messages spécifiques sur l'évolution des scénarios en cours et définir ... le moment où le Trainer2 doit afficher les messages « APPUYER PLUS FORT » et « BONNES COMPRESSIONS ».

Un simple bouton Pause permet à l'instructeur d'arrêter complètement la réanimation, de s'entretenir avec l'étudiant, puis de reprendre la réanimation simulée exactement là où il l'a arrêtée.

Les protocoles utilisés sont conformes aux normes de l'ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), y compris les recommandations 2005 de l'AHA (American Heart Association) et de l'ERC (European Resuscitation Council).

Le Trainer 2 peut facilement être configuré pour répondre aux recommandations 2005 de l'AHA ou de l'ERC.



Caractéristiques techniques de l'AED Plus Trainer2

Dimensions : 13,3 cm H x 24,1 cm L x 29,2 cm P

Poids : 2,2 kg

Alimentation : 4 piles D (incluses) pour l'AED Training (utilisable pendant plus de 100 heures de formation)
 2 piles AA (incluses) pour le dispositif de commande à distance
 Adaptateur secteur non disponible—fonctionne avec des piles uniquement.



Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
 ©2007 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. « Advancing Resuscitation. Today. », AED Plus, CPR-D•padz et ZOLL sont des marques déposées de ZOLL Medical Corporation.
 Imprimé aux États-Unis 120710 9656-0202-02

ZOLL[®]
 Advancing Resuscitation. Today.[®]