

# AED Plus® Trainer2

## Accessoires de formation



### Une commande de pilotage de scénarios à partir d'une télécommande sans fil

L'AED Plus Trainer2 ZOLL® permet aux instructeurs de former les utilisateurs. Il est possible de choisir entre quatre différents scénarios de réanimation définis ou d'avoir un contrôle manuel total sur l'intégralité d'une prise en charge d'une victime d'un arrêt cardiaque. Un dispositif de commande à distance sans fil permet de contrôler 4 AED Plus Trainer2.

Ce dispositif de commande à distance intuitif permet aux instructeurs de définir un scénario adéquat sur chaque AED Trainer 2. L'instructeur peut garder la maîtrise des scénarios à distance. Il peut intervenir via des messages spécifiques sur l'évolution des scénarios en cours et définir le moment où le Trainer2 doit afficher les messages « APPUYER PLUS FORT » et « BONNES COMPRESSIONS ».

### Conforme aux recommandations de 2010 de l'AHA et de l'ERC

Le logiciel Trainer2 peut facilement être configuré pour répondre aux recommandations de 2010 de l'AHA ou de l'ERC

### L'AED Plus Trainer2 comprend tout ce dont un instructeur a besoin

- AED training AED Plus Trainer2
- Télécommande sans fil
- Un jeu d'électrodes CPR-D-padz® AED Plus Training
- Un lot de gels réutilisables pour électrodes CPR-D-padz AED Plus Trainer
- Quatre piles D
- Deux piles AA
- Guide de l'opérateur

## Accessoires de l'AED Plus Trainer2



Télécommande de recharge de l'AED Plus Trainer2 réf. 8008-0007



Mallette de transport de l'AED Plus Trainer réf. 8000-0375-01



Mannequin de démonstration de réf. 8000-0835-01

**ADVANCING  
RESUSCITATION.  
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation  
Worldwide Headquarters  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824  
978-421-9655  
800-348-9011

Pour connaître l'adresse et le numéro de télécopieur des filiales, ainsi que l'adresse d'autres sites, consultez le site Web [www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts).

## Caractéristiques techniques de l'AED Plus Trainer2

*Dimensions:* (H x l x P) 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm

*Poids:* 2,2 kg

*Alimentation:* 4 piles D (incluses) pour l'AED Training (pour plus de 100 heures de formation) 2 piles AA (incluses) pour la télécommande Adaptateur secteur non disponible—fonctionne avec des piles uniquement.



## Accessoires de l'AED Plus Trainer2

(Les accessoires de recharge doivent être commandés séparément)



Gels adhésifs de recharge pour électrodes CPR-D-padz Trainer réf. 8900-0803-01



Electrodes CPR-D-padz Trainer réf. 8900-0804-01



Electrodes Stat-padz® II Trainer réf. 8900-0805-01 (boîte de 6)



Electrodes Pedi-padz® II Trainer réf. 8900-000861-01 (boîte de 6)

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

©2011 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Stat-padz, et ZOLL sont des marques ou marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Art. R6311-15 Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14.

Dispositif Médical Classe IIb  
CE 0123

Lire attentivement la notice

11/15/2012

Imprimé aux Etats-Unis. 061110 9656-0202-02

## Scénarios de réanimation

Les instructeurs peuvent définir cinq scénarios de réanimation grâce à cette simple télécommande.



**ZOLL**