

OXYMÈTRE DE POULS

Réf. OXY018

OXYMÈTRE DE POULS OXY-ONE CLASSIC



ONE
MEDICAL

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans

OXYMÈTRE DE POULS

Réf. OXY018

DISPOSITIF
MÉDICAL



DIAGNOSTICS

Oxymètre OXY-ONE CLASSIC

L'oxymètre de pouls **Oxy One Classic** de la marque One Medical est conçu pour mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2) et le rythme cardiaque (PR). Grâce à son capteur LED, il offre une plage de mesure de **SpO2** allant de 35% à 100%. En plus de la SpO2, l'Oxy One Classic mesure également le **pouls** avec une plage de 30 à 240 battements par minute et l'indice de perfusion (plage d'affichage : 0 %~20 %).

La conception de l'Oxy One Classic lui permet de résister aux éclaboussures et aux chutes, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation dans des environnements variés, y compris à domicile et en milieu clinique. Son **écran LCD bidirectionnel** permet une lecture facile des résultats, quel que soit l'angle de vue. Pour une utilisation simplifiée, l'appareil dispose d'une fonction de mise en marche et d'arrêt automatique, prolongeant ainsi la durée de vie des piles. L'Oxy One Classic est équipé d'une alarme sonore qui avertit l'utilisateur en cas de niveaux de SpO2 ou de fréquence cardiaque anormaux, ainsi que lorsque les piles sont faibles. L'alimentation de cet oxymètre est assurée par deux piles alcalines AAA.

En termes de dimensions, l'Oxy One Classic est compact et léger (seulement 52 grammes). Cette portabilité le rend facile à transporter et à utiliser en déplacement.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Mesure précise de la SpO2 : Plage de 35% à 100%, précision de $\pm 2\%$ de 70% à 100%
- ◆ Mesure du rythme cardiaque : Plage de 30 bpm à 240 bpm, précision de ± 2 bpm ou 2%
- ◆ Indice de perfusion : Plage d'affichage de 0% à 20%
- ◆ Conception robuste : Résistante aux éclaboussures et aux chutes
- ◆ Alarme sonore : Indication de niveaux anormaux de SpO2 et PR, et de faible niveau de piles
- ◆ Affichage bidirectionnel : Écran LCD pivotant pour une lecture facile
- ◆ Mise en marche et arrêt automatiques pour économiser l'énergie
- ◆ Alimentation : 2 piles alcalines AAA
- ◆ Léger : 52 grammes
- ◆ Fourni avec : une pochette, un lacet, deux piles AAA, un mode d'emploi bilingue

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : 35% à 100%
- ◆ Humidité (fonct.) : 30% - 80%
- ◆ Alimentation : 2 piles AAA
- ◆ Dimensions (cm) : 5,6 x 3,6 x 3,3
- ◆ Pression : 70 ~ 106 kPa
- ◆ Certifications : 93/42/EEC
- ◆ Poids : 52 g
- ◆ Protection eau et poussière : IP22
- ◆ Organisme notifié : CE0123
- ◆ Température (fonct.) : 5 ~ 40°C

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Oxymètre de pouls Oxy-One Classic

Destination : Appareil de mesure du pouls ou saturation pulsée en oxygène

Fabricant : Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 29/07/2024

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France

www.fracito.net