


Fiche technique

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION FRED PA-1 TRAINER



Application defi.training by SCHILLER



Ref. EASY T2 PA-1

Description :

Le défibrillateur de formation FRED PA-1 Trainer permet de configurer et de piloter des scénarii de formation à distance via l'application defi.training by SCHILLER, disponible sur App Store et Google Play. L'appareil est disponible en mode grand public ou secouriste, avec configuration semi-automatique ou entièrement automatique. Connexion bluetooth vers tablette ou smartphone.

Caractéristiques

Marque : SCHILLER

Modèle : FRED PA-1 Trainer

Poids : 1,7 kg (avec pile et accessoires standard)

Dimensions (h x l x p) : 310 x 255 x 100 mm

Classe de protection du boîtier : IP21 pour utilisation intérieure uniquement

Alimentation électrique : 6V, 4 piles alcalines 1,5V AA/LR6

Conditionnement : Unitaire

Livré avec : 1 Jeu d'électrodes autocollantes (réf 0-21-0031), 1 câble réutilisable pour électrodes de formation (0-21-0019), 1 batterie factice pour FRED PA-1 Trainer, 1 jeu de 4 piles 1,5 volts LR06 (matériel livré sans sacoche)

Fabrication : Française

Conditionnement : Unitaire

Garantie : 1 an



SCHILLER
FRANCE S.A.S