

ÉLECTRODES DE FORMATION REPOSITIONNABLES



Ref. 0-21-0031

Caractéristiques

Marque : SCHILLER

Usage : Électrodes de formation pour adulte et enfant, auto adhésives et identiques aux électrodes de défibrillation.

Compatibilité : Défibrillateurs FRED easy Trainer et FRED PA-1 Trainer

Utilisation : Adultes (patients âgés d'au moins 8 ans ou d'un poids supérieur à 25 Kg).
Repositionnables de très nombreuses fois.

Taille des électrodes : 80 cm² de surface chacune

Conditionnement : La paire



SCHILLER
FRANCE S.A.S