

## COUV3 : COUVERTURE BACTERIOSTATIQUE POUR LES SECOURS



Couverture parfaitement hygiénique, décontaminable, isolante contre le froid et particulièrement confortable. A usage des premiers secours, des ambulanciers et des services d'urgence.

Recouvre et protège le patient en l'isolant du froid. Maintient le patient au chaud grâce à la performance thermique de la fibre technique HEATUP. Fibre technique spiralée qui régule et restitue la chaleur du corps.

Enveloppe enduit polyuréthane souple et confortable. Anti-Feu M1.

Respirant : facilite les échanges d'air, s'adapte à la chaleur du corps.

Imperméable : barrière aux liquides, ne laisse pas passer les sécrétions.

Bactériostatique : traitement Anti-bactérien

Entretien : par spray décontaminant, lingette ou en machine jusqu'à 90°C

Nous recommandons l'utilisation des produits bactéricides surface haute du laboratoire ANIOS (Produit complémentaire: draps housses et oreillers bactériostatiques CLINIBED®)



modèle breveté

Sarl GetC CLINIBED. 1, rue Leuridan-Noclain. 59150 Wattrelos – FRANCE

Tél : +33(0) 320-02-23-60 Fax : +33(0) 320-02-23-50

[clinibed@clinibed.com](mailto:clinibed@clinibed.com) - [www.clinibed.com](http://www.clinibed.com)