

# CLINIBED®

## Oreiller Bactériostatique



Oreiller imperméable pour brancard.

### Hygiénique :

Enveloppe CLINICARE M1 imperméable, polyester enduit polyuréthane bactériostatique traitée Anti-bactérien aux ions Argent.

Aide à lutter contre les maladies nosocomiales en évitant toute infiltration à l'intérieur de son garnissage.

Garde une hygiène parfaite

**Respirant et imperméable**

### Confortable

Enveloppe au contact doux et moelleux

Garnissage 100% fibre polyester

### Facile d'entretien

Par désinfection de surface .

Il n'est pas nécessaire de laver l'oreiller.

(Nous conseillons l'utilisation des produits de surfaces hautes du laboratoire ANIOS® Surfanios – Surfa Safe)

**Anti-Feu** Norme ISO 12952-1 -2

Conforme au décret 2000-164 du 23/02/2000. Test cigarette.

**Format :** 30x55 cm – 55x55 cm

ORBACT01 : 30x55 cm

ORBACT02 : 55x55 cm

DM : non

