

## Otoscope LuxaScope Auris LED 2,5V et 3.7V USB



- . Format de poche
- . Eclairage 6 LED concentriques breveté
- . Variateur d'intensité
- . Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage



### Caractéristiques techniques

- . Eclairage 6 LEDs concentriques breveté
- . Champ de vision non limité
- . Fonctionnalité non affectée en cas d'arrêt d'une LED
- . Durée de vie des LEDs : environ 100.000 heures en utilisation intensive
- . Intensité d'éclairage : env. 10.000 Lux
- . Température de couleur : env. 4000 K
- . Arrêt automatique après 3 minutes de non activité
- . Tête au design optimisé
- . Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage
- . Poignée aluminium et fibre de verre
- . Bouton poussoir on/off électronique
- . Livré avec :
  - 2 piles alcaline AAA
  - 10 spéculum jetables 2.5 mm gris
  - 10 spéculum jetables 4.0 mm gris

### Fabriqué en Allemagne par Luxamed

Garantie 2 ans  
Code douanier : 90189084

Poids des 2.5V : 0.215 kg

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| <b>LX.A1.416.114</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Noir          | EAN : 04260381960010 |
| <b>LX.A1.416.214</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Bleu          | EAN : 04260381960027 |
| <b>LX.A1.416.314</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Gris          | EAN : 04260381960034 |
| <b>LX.A1.416.914</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Blanc         | EAN : 04260381961369 |
| <b>LX.A1.516.914</b> | Otoscope LuxaScope Auris KIDS LED 2.5V            | EAN : 04260381963325 |
| <b>LX.A1.416.934</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Bleu Glace    | EAN : 04260381963455 |
| <b>LX.A1.416.944</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Jaune colza   | EAN : 04260381963462 |
| <b>LX.A1.416.954</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Vert jade     | EAN : 04260381963479 |
| <b>LX.A1.416.964</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Lilas délicat | EAN : 04260381963486 |
| <b>LX.A1.416.974</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Magenta       | EAN : 04260381963493 |

### Pour le modèle 3.7 V USB :

- . Caractéristiques identiques au précédent avec batterie rechargeable par USB.
- . Livré avec :
  - 1 batterie au lithium-ion 3,7 V rechargeable
  - 1 chargeur avec prise USB
  - 10 spéculum jetables 2,5 mm gris
  - 10 spéculum jetables 4,0 mm gris



|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| <b>LX.A1.426.114</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Noir  | EAN : 04260381960041 |
| <b>LX.A1.426.214</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Bleu  | EAN : 04260381960058 |
| <b>LX.A1.426.314</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Gris  | EAN : 04260381960065 |
| <b>LX.A1.426.914</b> | Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Blanc | EAN : 04260381961376 |

### Caractéristiques des Spéculum jetables

- . Usage unique pour une application hygiénique
- . Adaptable sur tous les modèles actuels
- . En Polypropylène, sans odeur, respectueux de la peau
- . Gris anthracite
- . 2 diamètres disponibles :
  - 2.5 mm et 4.0 mm



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>LX.A5.101.144</b> | Spéculum jetable 2,5mm, gris (lot de 100 pièces)  |
| <b>LX.A5.102.144</b> | Spéculum jetable 4mm, gris (lot de 100 pièces)    |
| <b>LX.A5.101.184</b> | Spéculum jetable 2,5mm, gris (lot de 1000 pièces) |
| <b>LX.A5.102.184</b> | Spéculum jetable 4mm, gris (lot de 1000 pièces)   |