




IH 16 Nebuliseur



compact
design

Conception petite et compacte



easy &
hygienic
cleaning

Nettoyage facile et hygiénique
grâce aux éléments amovibles



Traitement holistique des voies respiratoires pour les adultes et les enfants

Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, en cas de rhume, d'asthme et de maladies respiratoires.

La technologie de l'air comprimé produit les particules les plus fines, qui transportent les principes actifs en profondeur dans les poumons.

Taille des particules (MMAD) : 2,07 μm

Débit du médicament : environ 0,3 ml/min

Kit de nébulisation : Bouteille de nébulisation, embout buccal, nasal, masque adulte et enfant, tuyau d'air comprimé, 5 filtres

Dispositif médical conforme au nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (MDR)

Pression de service : environ 0,35 - 0,8 bar

Fonctionnement sur secteur : 230 V~ / 50 Hz / 230 VA

Dimensions du produit (LxBxH) : 138,6 x 116 x 87,8 mm

Poids du produit : environ 0,85 kg

Yearpack: 110.125

Garantie 5 ans

Colisage : 4 / carton: 4 x 2

EAN n°: 4211125 103514

Ref n°: 103.51

