

PO 13
Kids

beurer
babycare



PO 13 Kids Oxymètre de pouls pour enfants

1+
Year*



Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)



Mesure très simple et indolore en 8 secondes

Affiche les mesures en quelques secondes sans mettre à l'épreuve la patience de l'enfant

Adapté aux doigts des enfants*

Petit et léger pour une utilisation à la maison et en déplacement

Particulièrement adapté aux enfants souffrant de
- les maladies cardiovasculaires
- les maladies respiratoires

Ecran couleur facile à lire

Écran couleur avec 4 perspectives de visualisation

Luminosité de l'écran réglable

L'écran est orienté automatiquement (portrait, paysage)

Affichage graphique des impulsions

Indicateur de batterie faible

Arrêt automatique

Comprend une sangle, une pochette de ceinture et un tournevis

Dispositif médical conforme au nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (MDR)

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Dimensions: 59 x 37 x 35 mm

Poids : env. 27 g (sans piles)

Garantie 5ans

Colisage: 4 / carton: 4 x 4

EAN n°: 421112560095 2

Ref n°: 600.95



* Recommended finger width: 0.7 - 1.1 cm,
Recommended weight: 10 - 40 kg

600.95_PO13_2024-08-07_01_DS_EN_BEU Subject to errors and changes