

FICHE TECHNIQUE BALAI EXOCERVICAL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Balai exocervical composé d'une brosse blanche en polyéthylène basse densité (PEBD) et d'un manche bleu en polypropylène (PP). Emballage individuel.
Dispositif médical de classe I stérile marqué CE.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Péremption : 5 ans après la date de stérilisation.

UTILISATION

Le balai exocervical est destiné à l'examen gynécologique et permet de prélever en un seul mouvement les zones endocol, jonction et exocol en particulier pour le dépistage du cancer du col.

DIMENSIONS, DESCRIPTION ET CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
M50401	10 boîtes de 50 pièces par carton

PHOTO

