

AmbuMan® Basic



Caractéristiques / Bénéfices

- Mannequin BLS économique
- Solide et fiable
- Enseignement réaliste des compressions thoraciques
- Visualisation de la profondeur de compression
- Système hygiénique Ambu pour la ventilation bouche-à-bouche et bouche-à-nez
- Peut être utilisé avec un insufflateur et un masque facial
- Placement de la canule de Guedel (avec la peau de visage Guedel)
- Résistance réaliste de ventilation
- Soulèvement réaliste de la cage thoracique durant la ventilation
- Anatomie réaliste de la cage thoracique - torse fermé
- Formation à la pose des patchs de défibrillation

Ambu® Man Basic

Ambu® Man Basic est un mannequin d'enseignement BLS économique qui répond aux exigences des algorithmes de BLS.

Le torse fermé avec des repères anatomiques corrects permet aux étudiants d'apprendre et de s'entraîner à l'utilisation d'un défibrillateur automatique externe (DAE) ainsi qu'au placement des patchs.

Le mannequin Ambu® Man Basic permet un enseignement optimal des compressions thoraciques en combinaison avec une ventilation réaliste. Le système hygiénique Ambu prévient tout risque de contamination croisée. La résistance de ventilation est réaliste et l'expiration se fait à travers la bouche et le nez.

Ambu® Man Basic est aussi disponible par jeu de 4 pour un enseignement en groupe.

Une ventilation réaliste

Les étudiants sentiront la résistance réaliste des voies aériennes et la poitrine se soulèvera lorsque la tête sera correctement basculée et l'air insufflé dans le mannequin. Ambu® Man Basic permet de voir, d'entendre et de sentir la ventilation comme dans la vraie vie.

Economique et fiable

Ambu® Man Basic est fait pour être à la fois économique et fiable pour l'enseignement du BLS.

Cours d'enseignement

Pour un transport facile et une mise en place rapide, le mannequin Ambu® Man Basic est livré seul dans un sac de transport.

Caractéristiques

Poids du torse	8 kg
Longueur	70 cm
Largeur	37 cm
Volume ventilation max.	1200 ml
Profondeur compression max.	7,5 cm



Ambu® Man Basic

Matériaux

Unité de base	ABS (Acrylonitril-butadiène-styrène)
Tête	PVC (Polychlorure de vinyle) rigide
Peau de torse	PVC (Polychlorure de vinyle) souple
Peau de visage	PVC (Polychlorure de vinyle) souple
Sac d'insufflation	PE (Polyéthylène)
Survêtement	Polyester
Sac de transport	PVC-Nylon enduit



Placement des patches DAE

Références de commande

Références	Description
A268 005 000	AmbuMan Basic avec survêtement, sac de transport, 1 peau de visage et 25 sacs d'insufflation
Accessoires	
234 000 702	Jeu de 100 sacs d'insufflation
234 000 703	Jeu de 5 peaux de visage
234 000 725	Jeu de 5 peaux de visage Guedel



Indicateur de compression

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu S.A.R.L.

Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
FR - 33000 Bordeaux
France
Tél. +33 5 57 92 31 50
Fax +33 5 57 92 31 50
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr