

## SYSTÈME DE BIOFEEDBACK ET DE STIMULATION

Réf. EDA378

### Système de Biofeedback et stimulation EDAN PA4 PRO



  
EDAN

Garantie 3 ans  
3  
Garantie 3 ans



## Système de Biofeedback et stimulation Edan PA4 Pro

Le **PA4 Pro d'Edan** redéfinit la rééducation pelvienne grâce à son design portable et ses fonctionnalités avancées. Cet appareil professionnel de biofeedback et d'électrostimulation offre une évaluation polyvalente avec des capteurs dédiés à l'EMG et aux contractions. Les physiothérapeutes bénéficient de **trois modes de traitement**, incluant la stimulation électrique, le biofeedback, et la stimulation déclenchée par EMG.

L'intelligence du PA4 Pro se révèle dans ses **programmes de traitement personnalisés** générés après chaque évaluation, offrant une approche ciblée. Son algorithme de traitement avancé garantit la précision des résultats en capturant minutieusement les signaux. Avec 33 programmes d'électrostimulation adaptés à divers problèmes musculaires, l'appareil offre une polyvalence inégalée. L'interface intuitive, composée d'un écran tactile de 10,1 pouces, de 4 boutons et d'un scanner infrarouge, simplifie le flux de travail des professionnels de la physiothérapie. Compact et complet, le PA4 Pro représente l'outil idéal pour une rééducation pelvienne efficace et personnalisée.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Protocole d'évaluation Glazer
- ◆ Algorithme d'évaluation avancé
- ◆ 4 canaux EMG/STIM et 1 canal de pression
- ◆ Rapport intelligent d'interprétation
- ◆ Protocole de traitement intelligent générant des cours thérapeutiques individuels
- ◆ Module de rééducation postpartum
- ◆ Écran tactile de 10,1 pouces avec Android 9.0
- ◆ Autonomie de 8 heures pour une utilisation prolongée
- ◆ 3 modes de traitement
- ◆ 8 types de segments de programme d'entraînement
- ◆ Électrostimulation Variée : 33 programmes STIM

### DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : 1uV ~3000uV
- ◆ Humidité : 15%-95%
- ◆ Certifications : 93/42/eec
- ◆ Dimensions : 27x23,2x5,5
- ◆ Pression : 86kPa~106kPa
- ◆ Organisme notifié : CE 0123
- ◆ Poids : < 3kg
- ◆ Autonomie : > 8 heures
- ◆ Température : 0°-40°C
- ◆ Alimentation : 120V-240V

### MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

**Dénomination :** Système de biofeedback et de stimulation Edan PA4 PRO

**Destination :** Evaluation des performances musculaires, aide à la rééducation et à la réadaptation.

**Fabricant :** Edan

**Instructions :** lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

**Consignes de prudence :** en cas de doute, consulter un professionnel de santé

**Classe :** IIa

**Date de mise à jour de cette fiche :** 20/12/2023

## DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez  
Parc d'activité Roguez Village – Bat E  
06670 Castagniers – France