

# Lady Press 4

Appareil de *Pressothérapie*



## Les caractéristiques techniques :

- 4 chambres de compression
- Mode de compression séquentiel
- 4 modes de fonctionnement
- Temps de cycle réglable 15 ou 30 minutes
- Temps de décompression réglable
- Pression réglable par cellule
- Pression : Min 20mmHg ~ Max 200mmHg
- Poignée de transport
- Poids : 3.1 kg
- Garantie 2 ans / accessoires garantie 3 mois

## Effets physiologiques de la pressothérapie :

Augmentation du flux veineux et du flux lymphatique  
Accélération de la résorption des liquides,  
Élimination des déchets et des toxines,  
Diminue les œdèmes,  
Facilite la pénétration des principes actifs,  
Effet relaxant.

**Ref : PRESS4MA**

**Dimensions : 36X30X30cm**

**Poids unité centrale : 3.5kg**

La pressothérapie portable pour une utilisation à domicile. Très simple d'utilisation et d'un excellent rapport qualité prix, le Lady Press 4 remporte un franc succès auprès de ses utilisateurs. Indiqué pour toutes les pathologies d'Oedème, insuffisance veineuse, jambes lourdes ou fatiguées, et séance d'esthétique pour le drainage et la rétention d'eau.

## Contre indications :

Maladies variqueuses, artériopathies évoluées,  
Hypertension,  
Tumeurs, cancers, etc.,  
Infections locales, dermatoses,  
Problèmes cardiaques,  
Phlébites,  
Toute autre contre indication d'ordre médical.  
Les patients souffrant d'un de ces troubles demanderont l'avis de leur médecin traitant.