

easyTone – Adapté à votre mode de dépistage

Audiométrie sur tablette avec résultats « Réussite » ou « À refaire »

Résultat « Réussite » ou « À refaire » rapide : le dépistage à la portée de tous

Accélérez votre flux de travail avec notre nouveau casque d'audiométrie easyTone. Son interface sur tablette intuitive et son utilisation facile permettent un dépistage de l'audition beaucoup plus rapide qu'avec les audiomètres conventionnels. easyTone affiche des résultats clairs (Réussite/À refaire) qui n'ont pas besoin d'être interprétés davantage.

Personnalisation du protocole – Le dépistage à votre façon

Il n'a jamais été aussi facile de créer des protocoles de dépistage adaptés à vos besoins individuels et conformes à vos directives de tests. L'assistant de configuration de protocole simple et rapide vous guide à travers les différents choix afin que vous puissiez sélectionner vos options. Créez un protocole de dépistage personnalisé et gagnez en précision et en cohérence.

Flux de dépistage guidé

L'easyTone a été conçu pour vous faire gagner du temps en vous fournissant un flux de dépistage guidé. L'appareil est actionné par seulement deux boutons: « Présenter le son » et « Enregistrer le résultat ». Tout le reste fonctionne automatiquement.

Gestion des données numérisées

Vous en avez assez de la paperasse et des heures de travail post-traitement? easyTone minimise la nécessité d'imprimer des listes et de transférer les résultats à la main. Il suffit d'exporter les résultats sous forme de PDF ou de les envoyer en pièce jointe par e-mail. Avec le logiciel Win/MacOS supplémentaire, vous pouvez transférer des listes de dépistage et des résultats facilement entre votre ordinateur et easyTone. Cela vous permet d'économiser du temps et des ressources et d'obtenir un bon rapport coût-efficacité.

Casque d'audiométrie

Toute la puissance d'un audiomètre ultramoderne dans un casque pratique. Ce concept unique intègre un audiomètre IEC/ANSI Type 4 avec étalonnage, dans le casque circum-auriculaire à atténuation sonore. Un moniteur de bruit intégré garantit le respect des exigences de conformité en matière de bruit ambiant.

Aperçu des fonctionnalités

- Audiomètre ultramoderne sur tablette
- Casque avec audiomètre easyTone intégré
- Conduction aérienne de 125 Hz à 8 000 Hz
- Dépistage avec résultat Réussite/À refaire
- Assistant de protocole pour configurer les protocoles de test en 20 secondes
- Flux de travail guidé empêchant les erreurs de l'opérateur et permettant de gagner du temps
- Surveillance du bruit
- Casque circum-aural offrant une excellente atténuation du bruit
- Impression directe des résultats ou partage par e-mail
- Logiciel d'accompagnement pour la gestion des listes de dépistage



Données techniques

SPÉCIFICATIONS D'EASYTONE

Signaux de test	Sons purs et wobulés (pulsés et continus)
Fréquences de test	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Pas de niveau	5 dB
Plage d'audition en con- duction aérienne (CA)	-10 dB HL à 100 dB HL
Langues	Anglais, français, allemand, espagnol

CASQUE D'AUDIOMÉTRIE EASYTONE

Dimensions	L x P x H: 19,1 cm x 9,3 cm x 13,4 cm
Poids	389 g
Alimentation	par USB
Sortie	USB-C
Entrée	Poire de réponse patient
Moniteur de bruit	Microphone intégré

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLETTE

Résolution	1280 x 800 pixels
Ecran	10 pouces
Système d'exploitation	Android
Version	10
Entrée	USB-C

COMPOSANTS STANDARD

- Casque d'audiométrie easyTone
- Tablette Android™
- Housse de tablette
- Application easyTone
- Logiciel d'accompagnement easyTone
- Alimentation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Poire réponse patient
- Mallette de transport

NORMES

Audiomètre	IEC 60645-1, Type 4
Sécurité	CEI 60601-1, Type B
EMC	CEI 60601-1-2
CE 0123	Conformément au règlement (UE) 2017/745, Classe IIa

Les spécifications sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

Composants standard



Casque easyTone



Tablette Android
avec housse



Application
easyTone



Logiciel d'accompa-
gnement easyTone

Composants en option



Poire réponse
patient



Mallette de
transport

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Allemagne
Tel.: +49 30/70 71 46-50 · Fax: +49 30/70 71 46-99
sales@maico.biz · www.maico.biz



Trouvez votre distributeur le plus proche.

